

Аппарат магнитотерапевтический Алмаг-02

ФСР 2009/04790

портативный, низкочастотный, режим импульсный /
непрерывный, 1-100 Гц, 2-45 мТл

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Вид	портативный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный / непрерывный
Частота импульсов	1-100 Гц
Магнитная индукция	2-45 мТл
Размер	240×299×114 мм
Вес	3 кг

Описание

Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг-02» предназначен для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем при лечении больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, опорно-двигательной систем, внутренних органов, нарушений иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях.

Аппарат обеспечивает формирование непрерывных и прерывистых импульсных магнитных полей (бегущее, неподвижное), различающихся по конфигурации, интенсивности, направлению и скорости перемещения магнитного поля в пространстве.

АЛМАГ-02 запрограммирован на исцеление осложненных заболеваний. Имеет 79 настроенных программ воздействия, каждая из которых зависит от заболевания и задается простым нажатием кнопки.

Показания к применению Алмаг-02:

- коксартроз и полиартрит
- варикозная болезнь
- атеросклероз
- цистит
- отеки

Инструкция по применению Алмаг-02