

Аппарат магнитотерапии МАГНИТ Мед Теко

ФСР 2011/11884

портативный, низкочастотный, режим импульсный /
непрерывный, форма импульса прямоугольная /
пилообразная / колоколообразная, 0.5 / 1 / 5 / 10 Гц,
индукторов 5 шт., 2 / 15 / 20 / 60 / 80 мТл

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Вид	портативный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный / непрерывный
Форма импульса	прямоугольная / пилообразная / колоколообразная
Частота импульсов	0.5 / 1 / 5 / 10 Гц
Количество индукторов	5 шт.
Магнитная индукция	2 / 15 / 20 / 60 / 80 мТл
Размер	390×270×174 мм
Вес	8 кг

Описание

Аппарат магнитотерапии МАГНИТ МедТеКо» предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем в широком диапазоне частот, модуляций, напряженности поля.

Режимы работы: непрерывный / импульсный.

Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме: 6 ч.

- время работы: 32 мин;

- пауза: 10 мин.

Вид тока: постоянный / синусоидальный / импульсный.

Форма несущих импульсов: прямоугольная / пилообразная / колоколообразная.

Форма модулирующего сигнала: пилообразная / прямоугольная / треугольная / ступенчатая.

Виды бегущей волны: поступательное / поступательное с изменением полярности / поступательно-возвратное / поступательно-возвратное с изменением полярности.

Отличительные особенности:

- Современная элементная база.

- Микропроцессорная система программирования, управления и контроля режимов работы.

- Широкий спектр задаваемых параметров (индукция, частота, форма импульсов).
- Наличие информационного дисплея высокого разрешения.
- Гибкая система подбора различных индукторов и их идентификация.
- Простота в работе и сервисном обслуживании.
- Современный дизайн.

Показания к применению:

- ИБС, стенокардия напряжения ФК I и II;
- постинфарктный кардиосклероз;
- гипертоническая болезнь I стадии;
- заболевания периферических сосудов конечностей;
- последствия закрытых травм головного мозга и ишемического инсульта;
- заболевания периферической нервной системы, неврозы, вегеталгии, артрозы и артриты;
- состояния после переломов костей;
- хронические воспалительные заболевания внутренних органов (легких, желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, почек, половых органов);
- остеомиелит, остеопороз, пародонтоз;
- лор-заболевания;
- вяло заживающие гнойные раны, ожоги, келоидные рубцы.

Противопоказания:

- состояние после инфаркта миокарда (1-3 мес);
- стенокардия напряжения ФК III;
- наличие кардиостимуляторов;
- гипотония, пульпит;
- геморрагический инсульт.

Срок службы: 5 лет.