

Аппарат IPL MINISILK FT

РЗН 2016/5151

фотосистема, длина волны 550/650 - 950 нм, частота 0.5 Гц, IPL , длительность импульсов от 3 до 8 мс

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	фотосистема
Применение	эпиляция / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	550/650 - 950 нм
Частота	0.5 Гц
Технология воздействия	IPL
Плотность энергии	2 - 25 Дж/см²
Количество импульсов	1 - 3 шт.
Длительность импульсов	от 3 до 8 мс
Дисплей	цветной ЖК
Размер	210×370×420 мм
Вес	16 кг

Описание

Многофункциональная фотосистема MINISILK_FT со встроенным охлаждением кожи для фотоэпиляции, фотоомоложения, устранения сосудистых патологий и пигментных пятен, терапии акне. Эффективность технологий компании DEKA и широкая рабочая поверхность насадки ускоряет время обработки, что делает Minisilk FT особенно подходящим для больших участков тела.

Область применения:

- фотоэпиляция;
- фотоомоложение;
- устранение сосудистых патологий;
- устранение пигментных пятен;
- терапия акне и т.д.