

Лазерный аппарат DEKA TRIACTIVE+

ФСЗ 2010/08272

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 0.1 - 5

Гц, мощность лазера 1 / 1 - 6 Вт

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	коррекция постакне / коррекция рубцов / коррекция растяжек (стрий) / коррекция фигуры
Длина волны	808 нм
Частота	0.1 - 5 Гц
Мощность лазера	1 / 1 - 6 Вт
Дисплей	цветной ЖК
Насадки	Да

Описание

Система DEKA TRIACTIVE+ объединяет три технологии: RF-омоложение, ультразвуковая кавитация, лазерно-вакуумный массаж. Лазерный аппарат DEKA TRIACTIVE+ позволяет эффективно скорректировать контур, объем лица и тела пациента, улучшить внешний вид, качество кожных покровов, делая их эластичными, с нормальным тургором и цветом.

Область применения:

- коррекция контуров лица и тела;
- устранение локальных жировых отложений;
- ликвидация целлюлита;
- омоложение: коррекция морщин, лифтинг кожи;
- устранение стрий;
- лечение постакне;
- коррекция рубцовой деформации кожи;
- безыгольное введение средств космецевтики.