

Лазерный аппарат DEKA SYNCHRO QS4

ФСЗ 2010/08343

лазер, неодимовый, длина волны 532 / 585 / 650 / 1064
нм, частота 10 Гц, длительность импульсов 6 нс

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	удаление татуировок / удаление пигментных пятен
Длина волны	532 / 585 / 650 / 1064 нм
Частота	10 Гц
Длительность импульсов	6 нс
Размеры пятен	2.0×2.0 мм / 2.5×2.5 мм / 4.0×4.0 мм / 5.5×5.5 мм / 6.0×6.0 мм
Насадки	Да
Размер	1320×480×800 мм
Вес	90 кг

Описание

Лазерная система Synchro QS4 на базе Q-Switch Nd:YAG лазера для удаления пигментных новообразований и татуировок черного, синего и красного цветов. Synchro QS4 Q-switched лазер последнего поколения для эффективного удаления цветных татуировок использует 4 длины волны: 1064 нм, 532 нм, 585 нм и 650 нм. Выбор длины волны основан на селективности к хромофору (цвету пигмента) в каждом конкретном случае.

Область применения:

- удаление татуировок черного, синего и красного цветов;
- удаление татуажа;
- удаление доброкачественных дермальных и эпидермальных пигментных новообразований.