

Лазерный аппарат DEKA SYNCHRO REPLA:Y Premium 1.4.2

ФСЗ 2012/13541

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны
550/650 - 950 / 755 / 1064 нм, частота 0 - 10 Гц, IPL ,
длительность импульсов от 0.2 до 50 мс
(моноимпульс) / от 0.4 до 80 мс (раздельный импульс)

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый / неодимовый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / коррекция постакне / коррекция рубцов / коррекция растяжек (стрий) / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	550/650 - 950 / 755 / 1064 нм
Частота	0 - 10 Гц
Технология воздействия	IPL
Плотность энергии	2 - 250 Дж/см²
Энергия импульса	63.5 Дж
Количество импульсов	александритовый модуль - 1 или 2 шт.
Длительность импульсов	от 0.2 до 50 мс (моноимпульс) / от 0.4 до 80 мс (раздельный импульс)
Общая длина импульса	от 0.2 до 376 мс
Область сканирования	15×15 мм
Размеры пятен	5 - 24 мм
Дисплей	цветной ЖК
Размер	1200×490×1000 мм
Вес	150 кг

Описание

Новейшая лазерная система DEKA SYNCHRO REPLA:Y Premium 1.4.2, объединяющая самые современные и эффективные методики в одном аппарате: александритовый лазер (Alex), неодимовый лазер (Nd:YAG), а также IPL насадку для фотоэпиляции и фотоомоложения.

Область применения:

- лазерная эпиляция по всем фототипам кожи с любым цветом волос;
- лазерное удаление сосудистых патологий на любом участке лица и тела;
- лазерное неабляционное омоложение;
- неодимовый лазерный лифтинг;
- лазерная терапия акне;
- лазерная коррекция эстетических дефектов постакне;
- лазерное удаление пигментных новообразований;
- лазерная коррекция рубцов, растяжек, стрий;
- фотоэпиляция;
- фотоомоложение;
- удаление пигмента на фотосистеме.