

Наркозный аппарат УОМЗ МАИА-01

РЗН 2014/1694

режимы ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / Spont / VCV, возрастная категория взрослые / дети, испаритель

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО, Россия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / Spont / VCV
Мониторинг	PR / SpO ₂ / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе / концентрация N ₂ O на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети
Испаритель	Да

Описание

Аппарат многофункциональный ингаляционной анестезии для взрослых и детей МАИА-01

Основные преимущества:

- подходит для пациентов различного возраста;
- наличие электронного дозиметра для 4-х газов;
- возможность работы с реверсивным и неревверсивным дыхательными контурами;
- большой выбор режимов вентиляции;
- возможность комплектации монитором пациента;
- возможность работы от аккумулятора (60 мин).

Параметры на экране монитора параметров пациента:

- насыщение артериальной крови кислородом (SpO₂);
- частота пульса (PR);
- частота сердечных сокращений (HR);
- частота дыхания (RR);
- концентрация паров жидких анестетиков на вдохе и выдохе;
- минимальная альвеолярная концентрация паров жидкого анестетика (МАК);
- содержание CO₂ на вдохе и выдохе;
- артериальное давление, неинвазивно (NIBP: SYS/DIA/Mean);
- температура тела пациента (T);