

Коагулятор Telea VESALIUS LX80

РЗН 2014/2072

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 220 В, частота излучения 16 МГц

Telea Electronic Engineering s.r.l., Италия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / ЛОР / пластическая хирургия / реконструктивная хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	16 МГц
Выходная мощность	120 Вт
Размеры	330 × 340 × 170 мм
Масса	13.5 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрокоагулятора VESALIUS LX80:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- возможность проведения более точных надрезов;
- интуитивно понятный интерфейс;
- возможность работы в нескольких режимах: разрез, монополярная коагуляция разрез и коагуляция, фульгурация, биполярная коагуляция;
- наличие монитора и кнопок переключения;
- нет эффекта «прилипания» тканей к прибору;
- универсальность использования в любой области хирургии;
- температура в зоне разреза не превышает 45-55 градусов С, что исключает образование зоны теплового некроза и обугливания краев разреза.