

Коагулятор Telea VESALIUS MC

РЗН 2014/2072

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 220 В, частота излучения 16 МГц

Telea Electronic Engineering s.r.l., Италия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / ЛОР / общая хирургия / онкология / пластическая хирургия / реконструктивная хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	16 МГц
Выходная мощность	120 Вт
Размеры	410 × 320 × 170 мм
Масса	14 кг

Дополнительные характеристики

Электрокоагулятор Vesalius MC - широко используется в хирургических отделениях различных форм собственности. С его помощью можно как выполнять разрезы, так и производить коагуляцию. Это значительно сокращает кровопотери и исключает риск инфицирования операционного поля и раны. Предусмотрено использование 4-х рабочих частот, от 4 до 16 МГц. Возможна коагуляция сосудов диаметром 1.5 - 2 мм.

Особенности:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- возможность проведения более точных надрезов;
- интуитивно понятный интерфейс;
- температура не превышает 45-55 градусов;
- возможность работы в нескольких режимах: разрез, монополярная коагуляция разрез и коагуляция, фульгурация, биполярная коагуляция;
- наличие монитора и кнопок переключения;

- нет эффекта «прилипания» тканей к прибору;
- универсальность использования в любой области хирургии;
- аппарат позволяет выполнять хирургические манипуляции в непосредственной близости от кровеносных сосудов, нервных стволов и окончаний.