

Коагулятор Telea VESALIUS Quasar D1

РЗН 2014/2072

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 220 В, частота излучения 16 МГц

Telea Electronic Engineering s.r.l., Италия



Характеристики

Область применения	косметология / ЛОР / эстетическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	16 МГц
Выходная мощность	120 Вт
Размеры	410 × 320 × 170 мм
Масса	14 кг

Дополнительные характеристики

Электрокоагулятор Vesalius Quasar D1 - создает токи с уникальной, запатентованной комбинацией четырех частот в диапазоне от 4 до 16 МГц, называемой СКС - Сохраняющий Клетки Спектр (CSS - Cell Safety Spectrum). Эта комбинация частот приводит к резонансу межмолекулярных связей.

Область применения: косметология (в частности, удаление папиллом) и эстетическая хирургия, ЛОР - хирургия.

С его помощью можно как выполнять разрезы, так и производить коагуляцию. Это значительно сокращает кровопотери и исключает риск инфицирования раны. Возможна коагуляция сосудов диаметром 1.5 - 2 мм.

Особенности:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- нет необходимости в механическом нажиме во время проведения операции;
- температура не превышает 45-55 градусов;
- возможность работы в нескольких режимах: разрез, монополярная коагуляция разрез и коагуляция, фульгурация, биполярная коагуляция;
- наличие монитора и кнопок переключения;

- нет эффекта «прилипания» тканей к прибору;
- универсальность использования в ЛОР-хирургии.