

Аппарат мониторинга пациента Nellcor Bedside SpO2

ФСЗ 2012/13504

переносной, диапазон измерений пульса 20-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %,
непрерывная работа 10 ч, память, сигнал тревоги

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-100 %
Непрерывная работа	10 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Температура хранения	от -20 до +60 °С
Размеры	255×82×165 мм
Масса	1600 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Nellcor Bedside SPO2 преимуществом является программное обеспечение, позволяющее обрабатывать и просматривать данные с пульсоксиметра на ПК.

Особенности:

- простой, интуитивно понятный интерфейс и эргономичный дизайн;
- отличительная цифровая технология обработки сигнала Nellcor (Covidien);
- регулируемый звуковой сигнал, который позволит врачам услышать изменения SpO2;
- пять часов автономной работы. Возможность использование дополнительной десяти часовой батареи;
- 96 часовые тренды с записью информации каждые четыре секунды;
- данные пациента могут быть сохранены на ПК для архивирования и анализа;
- простота в использовании;
- компактный, портативный, легкий, прочный, со встроенной ручкой для транспортировки;
- многоязычный графический пользовательский интерфейс;
- способен отображать плетизмографические сигналы, амплитуды импульса, и текущие измеренные показатели SpO2 и частоты пульса;
- цветной экран с черным фоном, который обеспечивает идеальный контраст;

- экран справочных сообщений, чтобы помочь пользователю при использовании монитора.