

Наркозный аппарат Damesa MRI 508

РЗН 2013/354

режимы ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети, испаритель

Damesa, Дания



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / VCV
Мониторинг	петли
Возрастная категория	взрослые / дети
Испаритель	Да
Размеры	1510x710x670 мм
Масса	110 кг

Описание

Особенности и преимущества Damesa MRI 508

Совместимость с магнитно-резонансными томографами

Совместимость с аппаратами МРТ подтверждена исследованиями, проведенными совместно с ведущими производителями МР-оборудования. Испытаниями доказано, что система Damesa MRI 508 способна работать при индукции магнитного поля до 2000 Гс, и может использоваться совместно с высокопольными МРТ до 3,0 Тл включительно. Для пациентов и персонала это означает повышение безопасности и удобства, а также экономию времени и места. Использование наркозного аппарата рядом с томографом означает отсутствие длинных трубок для подключения пациента, а значит снижает риск возникновения утечек и позволяет оператору мгновенно реагировать на изменение состояния пациента.

Режимы вентиляции:

- VCV (Volume Controlled Ventilation)
- PCV (Pressure Controlled Ventilation)
- SIMV (Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation)
- PSV (Pressure Support Ventilation)
- PRVT (Pressure Regulated Volume Target) (опция)
- ручная и спонтанная

Характеристики:

- объем абсорбера 900 г;

- дыхательный объем 20 - 1500 мл;
- частота дыхания 4 - 80 /мин;
- отношение вдох/выдох от 3:1 до 1 : 9.9;
- ПДКВ от 4 до 20;
- цветной TFT-экран с диагональю 8";
- данные по пиковому давлению, плато, ПДКВ и комплаенс;
- FiO2 на вдохе, ДО и МОД;
- спирометрическая петля;
- кислородный анализатор;
- система активной эвакуации отработанных газов (AGSS) 30-40 л/мин;
- единый Bag-in-Bottle для взрослых и детей;
- автоматическое самотестирование.