

Наркозный аппарат Chirana Venar Media

ФСЗ 2009/04128

режимы ручная вентиляция / PCV / Spont / V-SIMV+PS, возрастная категория взрослые / дети, испаритель

Chirana a.s., Словакия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PCV / Spont / V-SIMV+PS
Анестезия	minimal flow / low flow / электронные ротаметры
Мониторинг	Vt
Возрастная категория	взрослые / дети
Ротаметры	электронные
Испаритель	Да
Размеры	1330x560x390 мм
Масса	90 кг

Описание

Наркозно-дыхательный аппарат Venar Media

Основные характеристики

- вентилятор: электронно управляемый «мех в бутылке»;
- дыхательный объем: 10 -1400 мл;
- частота дыхания: 6- 80 /мин;
- минутная вентиляция: 0,35- 25 л/мин;
- Ti:Te, %: от 2:1 до 1:3;
- инспираторная пауза: от 0 до 20%;
- ротаметр: трехтрубчатый;
- держатель испарителей: на 2 испарителя.

Режимы вентиляции:

CMV – вентиляция, управляемая по объему

PLV – вентиляция с ограничением респираторного давления (PCV)

MAN – ручная вентиляция

Мониторинг:

- дыхательный объем V_t ;
- минутный объем MV ;
- частота дыхания f ;
- рабочее давление в дыхательных путях P_w .

Графический мониторинг

Одновременное отображение на экране:

- 3-х графиков: давление/время, поток/время, дыхательный объем/время;
- 2-х динамических петель :дыхательный объем/давление, поток/дыхательный объем.

Материалы корпуса: металл с покрытием, пластик.