

Наркозный аппарат GE Healthcare Carestation 30

РЗН 2016/4909

режимы VCV, возрастная категория взрослые / дети / новорожденные, испаритель

GE Healthcare, Китай



Характеристики

Вентиляция	VCV
Мониторинг	SpO ₂ / концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Ротаметры	электронные
Испаритель	Да
Размеры	1480x900x700 мм
Масса	70 кг

Описание

Аппарат наркозно-дыхательный Кэрстейшен 30

Характеристики:

- сокращение времени и усилий, необходимых для замены канистры абсорбера благодаря ее полностью переработанной эргономичной конструкции, которая легко открывается и служит более 15 часов;
- сокращение времени на обучение благодаря знакомому дизайну Datex-Ohmeda, простому пользовательскому интерфейсу и исчерпывающему пакету обучающих материалов, благодаря которым новые пользователи могут быстро освоить расширенные функции аппарата Carestation 30;
- ускоренный процесс стерилизации оптимизирует защиту от попадания инфекции благодаря новому дыхательному контуру, автоклавируемому при температуре 134° C и не требующему специальных инструментов для его отсоединения и присоединения;
- возможность удобного размещения устройства даже в самой тесной или многолюдной операционной благодаря компактной стойке, обеспечивающей транспортабельность системы в пределах больницы.

Особенности:

- дыхательный объем 50-1500 мл;
- поток от вентилятора до 63 литров в минуту;
- 2 кривых — P_{aw} и SpO₂;

- FiO_2 — отдельный сменный аксессуар, парамагнитный датчик;
- аккумулятор до 6 часов опция;
- интегрированный дыхательный контур;
- интегрированный испаритель с Selectatec;
- порт ACGO для открытого контура;
- два испарителя.