

Наркозно-дыхательный аппарат Mindray WATO EX-20

ФСЗ 2011/09949

режимы ручная вентиляция / PCV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PCV / SIMV / VCV
Мониторинг	Ppeak / Pmean
Возрастная категория	взрослые / дети

Описание

Технические характеристики Mindray WATO EX-20

- цветной дисплей 7";
- подача газов O_2 , $O_2 + N_2O$, $O_2 + N_2O + \text{воздух}$;
- рабочая поверхность Стандарт;
- количество испарителей До 2;
- пассивная AGSS;
- электронный PEEP;
- испарители Изофлуран, энфлуран, севофлуран, галотан, десфлуран;
- вентиляция, управляемая по объему (VCV) 40-1500 мл, с компенсацией дыхательного объема;
- мониторинг давления в дыхательном контуре;
- мониторинг ингаляционного кислорода.

Особенности Mindray WATO EX-20:

Аппараты серии WATO отличаются стабильностью и надежностью функционирования, имеют улучшенные характеристики безопасности и удобный пользовательский интерфейс.

Аппараты оснащены основными функциями мониторинга. Цветной ЖК-дисплей обеспечивает отображение до 3 кривых для таких показателей, как «Paw» (ДДП), «TVe» (ДОВыд), «MV» (МВ), «Ppeak» (Дпик), «Pmean» (Дср), а также параллельное отображение графиков давления и потока.

Помимо основных режимов вентиляции на аппаратах Mindray WATO предусмотрены расширенные режимы, в частности режим вентиляции с поддержкой давлением (PSV), применяемый при самостоятельном дыхании пациента.

Широкие возможности просмотра данных: до 24 часов данных трендов по эпизодам подачи сигналов тревоги. Наряду со встроенными функциями мониторинга аппараты WATO поддерживают внешний мониторинг EtCO₂ в боковом потоке.