

Наркозно-дыхательный аппарат Mindray WATO EX-30

ФСЗ 2011/09949

режимы ручная вентиляция / PCV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети,
анестезиологический вентилятор, испаритель

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PCV / SIMV / VCV
Мониторинг	P _{peak} / P _{mean} / P _{plat} / концентрация O ₂ на входе/выходе / концентрация N ₂ O на входе/выходе
Возрастная категория	взрослые / дети
Анестезиологический вентилятор	Да
Испаритель	Да
Размеры	1375x880x620 мм
Масса	120 кг

Описание

Технические характеристики Mindray WATO EX-20:

- TFT дисплей с диагональю 8,4" и разрешением 800x600;
- отображение всех ключевых параметров, графиков, индикатора готовности дыхательного контура;
- простые механизмы обработки благодаря интегрированной системе дыхания;
- вентилятор с электронным управлением и пневматическим контролем;
- условия эксплуатации: питающая сеть AC 100-240 В, 50/60 Гц, температура 10-40°C, влажность 15-95% (без конденсата);
- испарители: энфлюран, изофлюран, севофлюран, галотан, дезфлюран;
- память: рассчитана на 24 ч. для всех значений P_{aw}, T_{Ve}, MV, P_{peak}, P_{mean}, P_{plat}, Rate и опции FiO₂, EtCO₂ (разрешение 5 с);
- аккумулятор с возможностью автономной работы в течение 90 мин;
- функция совместимости с прикроватными мониторами пациента Mindray;
- возможность автоклаивирования контура при 124°C.