

Наркозно-дыхательный аппарат Mindray WATO EX-55

ФСЗ 2011/09949

режимы ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети /
новорожденные, анестезиологический вентилятор,
испаритель

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / VCV
Мониторинг	P _{peak} / P _{mean} / концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Анестезиологический вентилятор	Да
Испаритель	Да

Описание

Технические характеристики Mindray WATO EX-55:

- пневматически привод;
- цветной ЖК-дисплей 10,4" цветной TFT, Touchscreen, (800x600);
- отображение до 3 кривых;
- мониторинг: давление, объем, поток, частота дыхания, (P_{peak}, P_{mean}, PEEP), O₂, CO₂;
- тренды - 24 часа;
- 3-х газовая модель: O₂, N₂O, воздух;
- режимы вентиляции: VCV, TV компенсация;
- опционально: PCV, PSV, SIMV (SIMV-VC/SIMV-PC);
- TV компенсация, мониторинг давления и объема, электронный PEEP;
- электронные ротаметры на 3 газа;
- возможность работы по закрытому, полузакрытому и полуоткрытому контурам;
- дыхательный объем: 20 -1500 ml;
- частота дыхания: от 4 до 100/мин;
- I/E: от 4:1 до 1:8;
- PEEP электронный: выкл, 4 - 30 см H₂O.
- экстренная подача O₂ – до 75 л/мин;
- крепление на 1 или 2 испарителя;
- испарители: галотан, изофлюран, севофлюран, дезфлюран, энфлюран;
- CO₂ модуль, встраиваемый в корпус НДА, не требующий дополнительного монитора (опция);