

Наркозно-дыхательный аппарат Mindray WATO EX-35

ФСЗ 2011/09949

режимы ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети /
новорожденные, анестезиологический вентилятор,
испаритель

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PCV / PSV / SIMV / VCV
Мониторинг	Ppeak / Pmean
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Анестезиологический вентилятор	Да
Испаритель	Да
Размеры	1375x880x620 мм

Описание

Технические характеристики Mindray WATO EX-35:

- экран цветной ЖК дисплей;
- вывод данных: отображение трех кривых, а также показателей MV, Pmean, P_{aw}, Ppeak, TVe;
- двойные механические ротаметры для низкотоковой анестезии и точного контроля потока газа;
- модуль ИВЛ: пневматический привод и электронная система управления;
- возможность индивидуальной настройки;
- емкость для CO₂ на 1,5 л;
- возможность установки двух испарителей;
- быстросъемная канистра абсорбера с функцией обходного шунта для CO₂;
- испаритель: фторотан, энфлюран, изофлюран, севофлюран, десфлюран;
- крепление испарителя: Selectatec с системой Interlock;
- мониторинг анестетиков (дополнительно);
- мониторинг EtCO₂ (дополнительно);
- пневматический вентилятор с электронной системой управления;
- активная система отвода газов AGSS (дополнительно);
- память: хранение данных до 24 ч., включая эпизоды подачи сигналов тревоги;
- динамическая компенсация для свежей газовой смеси.