

Наркозно-дыхательный аппарат Mindray WATO EX-65

ФСЗ 2009/03876

режимы ручная вентиляция / PSV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети /
новорожденные, испаритель

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / PSV / SIMV / VCV
Анестезия	low flow
Мониторинг	P _{peak} / P _{mean} / концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / графики / петли
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Ротаметры	электронные
Испаритель	Да

Описание

Наркозно-дыхательный аппарат EX-65 Mindray серии WATO предназначен для проведения общей анестезии во время хирургических операций у широкого контингента пациентов: как у взрослых, так и у детей. Серия WATO Миндрей отличается стабильностью и надёжностью функционирования, имеет повышенные характеристики безопасности и удобный пользовательский интерфейс. Аппараты серии оснащены основными функциями мониторинга. Цветной ЖК-дисплей обеспечивает отображение до 3 кривых для таких показателей, как «P_{aw}» (ДДП), «T_{Ve}» (ДОВыд), «MV» (МВ), «P_{peak}» (Дпик), «P_{mean}» (Дср), а также параллельное отображение графиков давления и потока. Помимо основных режимов вентиляции на аппаратах WATO предусмотрены расширенные режимы, в частности режим синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции (SIMV) и режим вентиляции с поддержкой давлением (PSV), применяемые при самостоятельном дыхании пациента. Большие возможности просмотра данных: до 24 часов данных трендов по эпизодам подачи сигналов тревоги. Наряду со встроенными функциями мониторинга аппараты WATO поддерживают внешний мониторинг EtCO₂, АГ и BIS.