

Аппарат ИВЛ EVent Medical Inspiration 5i

РЗН 2015/3409

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

EVent Medical Ltd., США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	5-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	530×400×400 мм
Вес	24 кг

Описание

Аппарат ИВЛ EVent Medical Inspiration 5i используется для новорожденных (от 500 г), детей и взрослых, нуждающихся в инвазивной и неинвазивной респираторной поддержке. Наличие режимов ИВЛ с управлением по объему и по давлению, синхронизированной перемежающейся вентиляцией и режимов спонтанного дыхания.

Преимущества аппарата ИВЛ Inspiration 5i:

- инспираторный триггер по потоку и по объему;
- мониторинг апноэ и системы апноэной вентиляции;
- выбор цифровых данных и графиков, отображаемых на дисплее;
- мониторинг параметров респираторной механики;
- режим «Глубокий вдох» (Smart Sigh) с управлением частоты и амплитуды;
- выбор режима работы небулайзера (Smart Nebulizer);
- мониторинг данных тревог по степени важности;
- высокоточная пневматическая система и активный клапан выдоха;
- расширенный графический мониторинг дыхания;

- сенсорный дисплей;
- NSRAP и NSRAP+ с обратной связью;
- возможность ведения ИВЛ с гелием;
- встроенный компрессор;
- русифицированное меню.