

Аппарат ИВЛ EVent Medical Inspiration 7i

РЗН 2015/3409

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

EVent Medical Ltd., США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	2-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / адаптивный / неинвазивный / инвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ EVent Medical Inspiration 7i - надежное устройство для оказания помощи пациентам различных возрастных групп: взрослых, детей, новорожденных в том числе с критически малой массой тела. А компактность прибора только упрощает перемещение с пациентом.

Режимы вентиляции:

- обязательная вспомогательная вентиляция легких (CMV);
- синхронизированная прерывистая принудительная вентиляция (SIMV);
- самопроизвольная вентиляция (CPAP + PS, CPAP + VS, SPAP).

Особенности аппарата ИВЛ EVent Medical Inspiration 7i:

- высокоточная пневматическая система и активный клапан выдоха;
- расширенный графический мониторинг с маркерами событий;
- все возрастные категории пациентов;
- инвазивная и неинвазивная вентиляция;
- NCPAP и NCPAP+ с обратной связью;
- упрощенная транспортировка с пациентом;
- удаленный просмотр данных через internet;
- вентиляция гелий-кислородной смесью;

- дыхательный объем от 2 мл;
- капнография.