

Аппарат сшивающий Grena DLCS-100 с замком безопасности

ФСЗ 2008/02015

аппарат сшивающий, линейный, материал скоб титан,
длина шва 100 мм, нож, одноразовое использование

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	линейный
Материал для скоб	титан
Длина шва	100 мм
Нож	Да
С замком безопасности	Да
Использование	одноразовое

Дополнительные характеристики

Линейный сшивающий аппарат GRENA DLCS с ножом используется для наложения двух двойных рядов титановых скобок с одновременным разрезом между ними. Применяется в абдоминальной хирургии, детской хирургии, желудочно-кишечной, торакальной хирургии, гинекологии и урологии для пересечения тканей, их резекции и наложения анастомозов.

Высота скобки для каждого размера степлера - варьируется в зависимости от толщины ткани.

Аппарат оснащен замком безопасности, который предотвращает использование отработанного картриджа и исключает разрез ткани или органа без прошивания.

Механизм параллельного смыкания браншей обеспечивает надежность анастомоза.

Толщина ткани - 1.0-2.0 мм