

Аппарат сшивающий Grena DCCS-32F для операций по методу Лонго

ФСЗ 2008/02015



аппарат сшивающий, циркулярный, материал скоб
титан, высота скобки 4.2 мм, внешний диаметр 24 мм,
ширина скобы 4.0 мм, длина шва 32 мм, толщина шва
0.75-1.5 мм, нож, одноразовое использование

Grena Ltd., Великобритания

Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	циркулярный
Материал для скоб	титан
Высота скобки	4.2 мм
Внешний диаметр	24 мм
Ширина скобы	4.0 мм
Длина шва	32 мм
Толщина шва	0.75-1.5 мм
Нож	Да
Использование	одноразовое
Количество скоб	30 шт.

Дополнительные характеристики

Одноразовый циркулярный сшивающий аппарат GRENA модели DCSS-32, DCSS-34.

Аппарат включает в себя стационарный картридж с циркулярным ножом и двумя рядами титановых скобок, подвижный шток, расположенный по оси картриджа, и съемную наковальню крепящуюся в рабочем режиме аппарата на конце штока. В комплект с аппаратом входят: прозрачный циркулярный анальный диллятатор, обеспечивающий атравматичную девульсию (прозрачность устройства позволяет четко контролировать зубчатую линию) и аноскоп для наложения кисетного шва.

Одноразовый циркулярный сшивающее-режущий аппарат GRENA Ltd является простым в обращении и надежным инструментом при выполнении слизисто-подслизистой резекции прямой кишки по способу Лонго при хроническом геморрое.