

Аппарат подогрева крови и инфузионных растворов Амбир-01

ФСЗ 2010/06789

лечение и профилактика гипотермии / подогрев
инфузионных растворов / подогрев крови и
кровезаменителей, скорость инфузии 300-1200 мл/ч

ТахатАкси ОДО, Беларусь



Характеристики

Назначение	лечение и профилактика гипотермии / подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей
Скорость инфузии	300-1200 мл/ч
Подогрев	34-41.5 °C
Теплообменник	встроенный
Непрерывный подогрев потока жидкости	Да
Шаг изменения температуры	0.1 °C
Время непрерывной работы	24 часа
Напряжение питания	230 В
Вес	2.15 кг

Дополнительные характеристики

Амбир-01 – аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии.

Назначение:

- подогрев инфузионных растворов, крови и кровезаменителей;
- предотвращение и лечение гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра- и постоперативном периодах.

Применение: операционные, палаты реанимации, ожоговые отделения, везде, где осуществляется инфузионно-трансфузионная терапия.

Отличительные особенности:

- конструкция желобком теплообменника выполнена с учетом максимального обхвата магистрали для эффективного нагрева переливаемых жидкостей;
- высокая точность поддержания температуры;
- наличие сигналов тревог;

- возможность наматывать две магистрали одновременно.