

Аппарат ИВЛ Пневмоприбор Спасатель-1

ФСР 2009/06142

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная, пневматический привод

Пневмоприбор ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Размер	486×392×192 мм
Вес	9.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Пневмоприбор Спасатель-1 предназначен для проведения принудительной искусственной вентиляции легких и кислородной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации.

Особенности аппарата ИВЛ Пневмоприбор Спасатель-1:

- давление кислорода в баллоне: от 19.6 до 1 МПа (от 200 до 10 кгс/см²);
- плавное изменение подачи кислорода в режиме «Ингаляция» в диапазоне от 0 до 25 л/мин;
- возможность изменения объемного содержания кислорода в режиме «Ингаляция»: (50±10)% и 100-10%;
- режим «Дети»: частота дыхания - (30±2) мин-1, вентиляция: (8±1) л/мин;
- режим «Взрослые»: частота дыхания - (17±1) мин-1, вентиляция: (15±2) л/мин;
- соотношение времени вдоха к времени выдоха (Ti/Te) - 1:2;
- диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C.