

Коагулятор Ellman Surgitron Dual EMC 90

ФСЗ 2012/12426

радиохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 220 В, частота излучения 4.0 МГц, пинцет, самодиагностика, набор электродов, нейтральный электрод

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Область применения	нейрохирургия / общая хирургия / эстетическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	4.0 МГц
Выходная мощность	90 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Память настроек мощности	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Самодиагностика	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	230×130×340 мм
Масса	9 кг

Дополнительные характеристики

Основная функция **прибора Surgitron Dual EMC 90** заключается в высочайшей точности проведения хирургических вмешательств. Это, в свою очередь, существенно сокращает и упрощает период реабилитации. Разрез кожи происходит под температурой 38-80 градусов. Это абсолютно безопасно как для врача, так и для пациента.

Особенности:

- наличие эргономичного дизайна;
- простота использования;
- присутствие световых индикаторов;
- цветной дисплей;
- педаль и ручное управление;
- наличие важных функций самопроверки параметров и самоконтроля работы прибора;
- наличие памяти;
- возможность использование «сухого» режима.