

Аппарат рентгенодиагностический панорамный Planmeca ProOne

ФСЗ 2009/05888

ортопантомограф (2D), панорамная съемка,
цифровой, изображение 140×300 мм

Planmeca Oy, Финляндия



Характеристики

Тип	ортопантомограф (2D)
Назначение	панорамная съемка
Тип изображения	цифровой
Размер изображения	140×300 мм
Программы	Основные (идут в комплекте): - стандартная панорама взрослого пациента - боковой 2-ой ВНЧС - стандартная панорамная съемка ребенка - заднепередний синус (прямой слой) - двойной задне-передний ВНЧС Дополнительные (дополнительная опция): - улучшенные межпроксимальные и ортогональные рентгенограммы - программы сегментирования - прикусные рентгенограммы пациента - поперечные сечения пациента - расширенные программы для исследования ВНЧС и пазух носа пациента

Описание

Рентгеновская стоматологическая установка, работающая полностью в цифровом формате. Широкий выбор программ и параметров экспонирования на графическом интерфейсе пользователя обеспечивает быстроту и легкость выполнения всех типов рентгенографических исследований. Концепция бокового входа и открытого вида для точного расположения пациента. Компактные размеры.