

Цифровой флюорограф Пульмоскан-К в кабине

РЗН 2015/2677

флюорограф, стационарный, цифровой, мощность генератора 32 кВт

АДВИН Смарт Фэктори ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	флюорограф
Мобильность	стационарный
Тип детектора	цифровой
Мощность генератора	32 кВт

Описание

Пульмоскан-К в рентгенозащитной кабине предназначен для получения цифровых рентгенографических изображений органов грудной клетки при скрининговой и диагностической пульмонологии с целью ранней диагностики заболеваний органов грудной клетки.

Арт. АДН26.00.00.000-085

Детектор:

- Макс. размер снимка: 410×410 мм
- Размер пикселя: 160 мкм
- Пространственное разрешение: 3.1 п.л./мм

Параметры кабины:

- Габариты: 2055×1110×2280 мм
- Вес: 800 кг
- Макс. вес пациента: 500 кг

Особенности:

- Наличие кабины рентгенозащитной модульной, что позволяет применять аппарат в рентгенозащитных кабинетах, стационарная защита которых рассчитывается с учетом ослабления рентгеновского излучения защитным материалом стен кабины.
- Использование в модуле приемника цифрового приемника с рентгеночувствительным детектором рентгеновского излучения с размером пикселя изображения порядка 160 мкм.
- Использование геометрического увеличения для получения высококачественного рентгеновского изображения (контрастная чувствительность 1.2%).
- Отсутствие отсеивающего раstra;

- Использование острофокусной рентгеновской трубки с высоким значением тепловой емкости (кНУ), что обеспечивает как высокое разрешение приемника, так и долговременный стабильный режим работы аппарата с высокой производительностью при проведении скрининговых исследований.
- Использование электромеханического компактного подъемного стола для точного позиционирования пациента.
- Дистанционное задание необходимой зоны облучения с сенсорной панели.
- Компактная и эргономичная конструкция аппарата.

Варианты исполнения флюорографа Пульмоскан:

- ☐ Пульмоскан – без защитной кабины
- ☒ Пульмоскан-К – в рентгенозащитной кабине