

Аппарат рентгенодиагностический Униэксперт

ФСЗ 2012/13325

универсальный, стационарный, телеуправляемый,
цифровой, частота генератора 65 кВт

АДВИН Смарт Фэктори ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	универсальный
Мобильность	стационарный
Крепление дуги	телеуправляемый
Тип детектора	цифровой
Частота генератора	65 кВт

Описание

Униэксперт – универсальный рентгенодиагностический аппарат, выполненный на основе телеуправляемого стола-штатива и выполняющий функцию трех рабочих мест (три в одном), предназначен для выполнения на одном аппарате всех видов исследований. Все манипуляции с пациентом можно выполнять дистанционно. Рентгеновский излучатель расположен над столом. В качестве единого приемника рентгеновского изображения под декой стола размещен динамический плоскопанельный детектор.

- ☐ Рентгенография – исследования органов грудной клетки, позвоночника, суставов, кисти, стопы черепа и мягких тканей пациента в положении сидя, стоя, лежа
- ☐ Линейная томография при любом угле наклона стола-штатива

Генератор: 65 кВт

Детектор: стационарный динамический ППД 43×43 см

Углы томографии: 5° / 8° / 20° / 30° / 40°

Высоты слоя томографической проекции: 0-330 мм (шаг 1 мм)

Особенности:

- Телеуправляемый стол-штатив
- Диапазон наклона деки стола: от + 90° до -90° со скоростью до 6 град/с
- Скорость движения деки в поперечном направлении до 5 см/с
- Расстояние фокус-приемник: 115-180 см
- Рентгенопрозрачный компрессионный тубус