

Аппарат рентгенодиагностический Униэксперт 2 Плюс

ФСЗ 2012/13325

универсальный, стационарный, напольный, цифровой
/ аналоговый, 2 рабочих места, мощность генератора
40 кВт / 50 кВт / 65 кВт

АДВИН Смарт Фэктори ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	универсальный
Мобильность	стационарный
Крепление дуги	напольный
Тип детектора	цифровой / аналоговый
Рабочих мест	2
Мощность генератора	40 кВт / 50 кВт / 65 кВт

Описание

Униэксперт 2 Плюс – комплекс на два рабочих места на основе стола снимков с плавающей декой, моторизованным подъемным механизмом, подвижной колонной с излучателем и функцией линейной томографии, а также вертикальной стойки, в аналоговом и цифровом исполнениях.

Детектор: беспроводной плоскопанельный цифровой (35×43 см)

Генератор	• Мощность: 40 кВт / 50 кВт / 65 кВт (в зависимости от модели)
Рентгенография	• Анодное напряжение: 40-150 кВ • Экспозиция: 0.001-6.3 сек
Томография	• Углы томографии: 8°, 15°, 30°, 45° • Значение РИП: 1000 мм • Количество скоростей: 3 скорости • Высота среза: 0-270 мм (шаг 1 мм)

Особенности:

• Удобная механика и конструкция управления, высокая подвижность составных его частей, оснащенных электроприводами и удобным управлением, облегчает проведение исследований пациентов с ограниченной подвижностью или травмой.

- Плавающая дека обеспечивает быстрое и точное позиционирование пациента, использование цифрового приёмника рентгеновского изображения с оптимальным соотношением качества рентгеновского изображения и цены позволяет одновременно использовать два цифровых детектора: в столе снимков и вертикальной стойке снимков, либо один беспроводной цифровой детектор для оснащения всех рабочих мест.