

Аппарат рентгенодиагностический Униэксперт 3 Плюс

ФСЗ 2012/13325

универсальный, стационарный, напольный, цифровой
/ аналоговый, 3 рабочих места, мощность генератора
50 кВт

АДВИН Смарт Фэктори ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	универсальный
Мобильность	стационарный
Крепление дуги	напольный
Тип детектора	цифровой / аналоговый
Рабочих мест	3
Мощность генератора	50 кВт

Описание

Униэксперт 3 Плюс – комплекс на три рабочих места на основе моторизированного наклонного стола-штатива, стола снимков с плавающей декой и вертикальной стойки, в аналоговом и цифровом исполнениях.

- ☐ Рентгенография в положении пациента сидя, лежа, стоя
- ☐ рентгеноскопия
- ☐ Линейная томография

Генератор: 50 кВт

Детектор: стационарный динамический ППД (43×43 см)

Особенности:

- Плавающая дека обеспечивает быстрое и точное позиционирование пациента.
- Использование цифрового приёмника рентгеновского изображения с оптимальным соотношением качества рентгеновского изображения и цены позволяет одновременно использовать два цифровых детектора: в столе снимков и вертикальной стойке снимков.
- Возможность использования беспроводного цифрового детектора.