

Аппарат рентгеновский для интраоральной визуализации Heliodent Plus

ФСЗ 2009/05246

дентальный рентген, интраоральная рентгенография,
аналоговый / цифровой

Sirona Dental Systems GmbH, Германия



Характеристики

Тип	дентальный рентген
Назначение	интраоральная рентгенография
Тип изображения	аналоговый / цифровой

Описание

HELIODENT PLUS - это компактный, очень легкий внутриротовой рентгеновский излучатель с цветным дисплеем для пленочной и цифровой съемки, для вертикального настенного монтажа. Его концепт обслуживания и дизайн ориентированы на запросы и потребности сотрудников стоматологического кабинета. Для переключения из пленочного в цифровой режим и обратно достаточно одного нажатия на клавишу.

Переключение между 60 кВ и 70 дает возможность выполнять снимки повышенной контрастности (60 кВ) или снимки с четким отображением мельчайших деталей при низкой дозе облучения (70 кВ). Время экспозиции выбирается с помощью всего нескольких, легко узнаваемых символов зубов верхнего и нижнего ряда. При помощи всего двух символов пациента время выдержки можно индивидуально подстраивать под пациента.

Для специальных снимков запрограммированное время экспозиции может быть изменено вручную нажатием клавиш «плюс»/«минус». На цветном дисплее высвечиваются выбранный символ пациента и фактическое время облучения. Различные цвета фона отражают ход съемки. После экспозиции может в опциональном порядке высвечиваться показатель нагрузки облучения. Консоли разной длины и различные виды управления аппаратом позволяют подобрать оптимальный вариант его монтажа в любом стоматологическом кабинете.