

Панорамный рентген MyRay Hyperion X9

РЗН 2014/2011

томограф (3D), 3D томография / панорамная съемка,
цифровой, изображение 110x130 мм

Cefla s.c., Италия



Характеристики

Тип	томограф (3D)
Назначение	3D томография / панорамная съемка
Тип изображения	цифровой
Размер изображения	110x130 мм
Программы	- 40 программ для исследований в режиме 2D - программы для исследований в режиме 3D

Описание

Томограф Hyperion X9 представляет собой универсальную систему с функциями полноценного панорамного рентгена, цефаллостата и конусно-лучевой (3D) компьютерной томографии. На аппарате Hyperion X9 можно осуществлять томографические исследования в 3D, стандартные ортопантомограммы, боковые и прямые проекции черепа.

- Аппарат оснащен искусственным интеллектом.
- Время сканирования не превышает 9 секунд.
- Синхронизация для управления и получения рентгеновских изображений с портативными цифровыми устройствами (например, Ipad).