

## Аппарат рентгеновский dentalный KaVo Focus

РЗН 2018/6954

дентальный рентген, интраоральная рентгенография,  
цифровой

Instrumentarium Dental, Финляндия



### Характеристики

---

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Тип             | дентальный рентген           |
| Назначение      | интраоральная рентгенография |
| Тип изображения | цифровой                     |

### Описание

---

#### **ИНТРАОРАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ – ВСЕГДА РЯДОМ С ПАЦИЕНТОМ**

Инновационная технология генератора рентгеновского излучения KaVo FOCUS обеспечивает безопасность воздействия на пациентов и стабильность качества изображений в любой момент съемки.

#### **ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

- исключительная стабильность;
- плавность перемещения;
- механизм для защиты от смещений (ADM);
- последовательность изображений;
- надежность в эксплуатации;
- высокое качество изготовления.

#### **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ. ПРИ ЭТОМ ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ**

Выбор из трех различных по длине рукояток делает FOCUS наилучшим рентгенологическим устройством для различных видов диагностики. Наличие самой длинной рукоятки гарантирует, что FOCUS всегда будет находится там, где это необходимо.

**FOCUS X-ray** чрезвычайно стабилен, однако изумительно легкий и прост в обращении. Управлять им можно одной рукой: он мгновенно останавливается, при этом какие-либо смещения отсутствуют. Такая исключительная точность является результатом использования механизма для защиты от смещений ADM в доводчике с рычажной тягой. Благодаря такому конструкторскому решению обеспечивается полная неподвижность прибора после настройки фокуса, что особенно важно для получения клинически правильных изображений.

#### **ИНТРАОРАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ KAVO FOCUS**

Получение достоверных результатов, шаг за шагом.

#### **ПАНЕЛЬ KAVO FOCUS**

Интуитивно понятная панель управления с запрограммированными настройками для обследования всех областей зубов как у взрослых, так и у детей.

### **КОНУСЫ KAVO FOCUS**

Выбирайте из большого разнообразия конусов, которые делают ваш рентген-аппарат приспособленным для разных клинических потребностей.