

Осветитель таблиц для проверки зрения ЛОДЭ-С СВ

осветитель таблиц

ЛОДЭ-С ООО, Беларусь



Характеристики

Вид

осветитель таблиц

Описание

Аппарат светодиодный для определения разрешающей способности и контрастной чувствительности глаз СВ АТ применяется в офтальмологических отделениях и кабинетах клиник и больниц, поликлиник и медицинских центров, в оптических салонах и магазинах оптики, медицинских кабинетах образовательных учреждений и т.д. Представляет собой конструкцию, оснащенную светодиодным модулем, обеспечивающим уровень освещенности не менее 700 лк.

В аппарат может вставляться одна из необходимых таблиц:

- СВ АТ1 – аппарат с таблицей Головина-Сивцева-кольца Ландольта (Т1);
- СВ АТ2 – аппарат с таблицей Орловой (Т2);
- СВ АТ3 – аппарат с таблицей Головина-Сивцева-Орловой (Т3);
- СВ АТ4 – аппарат с таблицей модифицированных колец Ландольта (Т4).

Особенности:

- корпус осветителя изготовлен из листовой углеродистой стали по ГОСТ 14637;
- источник света – светодиодный модуль;
- напряжение питающей сети $\sim 220 \text{ В} \pm 10 \%$;
- частота 50 Гц;
- обладает энергосберегающим ресурсом (потребляемая мощность, не более 18 Вт);
- габаритные размеры, не более: 610×500×95 мм;
- масса аппарата, не более: 5 кг;
- срок службы не менее 10 лет.

Комплектация:

- модуль светодиодный;
- таблица Т1, Т2, Т3 и/или Т4;
- указка;
- щиток;
- комплект крепежных деталей.