

Аппарат сшивающий Grena RCSMS-25

ФСЗ 2008/02015

аппарат сшивающий, циркулярный, материал скоб титан, высота скобки 4.5 мм, внешний диаметр 16 мм, длина шва 25 мм, толщина шва 1.0-2.5 мм, нож, многоразовое использование

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	циркулярный
Материал для скоб	титан
Высота скобки	4.5 мм
Внешний диаметр	16 мм
Длина шва	25 мм
Толщина шва	1.0-2.5 мм
Нож	Да
Использование	многоразовое
Количество скоб	20 шт.

Дополнительные характеристики

Многоразовый циркулярный изогнутый сшивающий аппарат GRENA модели RCSMS-25, RCSMS-27, RCSMS-29, RCSMS-32 используется в различных областях хирургии для наложения анастомозов методами «конец в конец», «конец-в-бок» и «бок-в-бок». Данный тип аппарата доступен в виде изогнутого инструмента с возможностью применения головок 4-х диаметров: 25, 27, 29 и 32 мм. Все части аппарата доступны обработке и могут быть стерилизованы любым методом, принятым в клинике. Сменные картриджи к данному аппарату поставляются отдельно; заряжены **титановыми скобами**, расположенными **в шахматном порядке в виде двух концентрических колец**; стерильно пакованы. Сразу после закрытия скрепок и формирования шва, ножом, который интегрирован в картридж, автоматически срезаются все излишки ткани внутри шва, формируя циркулярное соустье. Размер картриджа определяется размером анастомоза. Картриджи имеют цветовую маркировку и обозначение размера. На самом аппарате имеется шкала компрессии ткани от 1.0 мм до 2.5 мм. Компактная конструкция и современный дизайн соответствуют современным стандартам обеспечения безопасности пациента и пользователя.