

УЗИ аппарат VINNO 5

РЗН 2020/10111

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 15", частота 1-25 МГц, жесткий диск 125 Гб

VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	15"
Частота	1-25 МГц
Жесткий диск	125 Гб
Вес	5 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- B, CFM, PD, PW, CW, B+ CFM+ PW, B+ B/CFM, B+B, B+B+B+B.
---------------------	---

Описание

Vinno 5- портативный ультразвуковой сканер среднего класса.