

УЗИ аппарат Hitachi Arietta V60

ФСЗ 2007/00249

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 4 шт., монитор 17", частота 0.5-
15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 100 Гб

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	17"
Частота	0.5-15 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	100 Гб
Размеры	495×1750×700 мм
Вес	90 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- B, B-Zoom, 2B, 4B;
- B(F), B(F)-Zoom, 2B(F), 4B(F);
- B/M;
- B(F)/M(F);
- B/PW доплер, B(F)/PW доплер;
- B/CW доплер, B(F)/CW доплер;
- M;
- M(F);
- PW доплер (импульсно-волновой доплер);
- CW доплер (постоянно-волновой доплер);
- B-RT3D (3D в реальном времени);
- B/RT3D;
- EFV;
- Freehand 3D (трехмерная реконструкция методом свободной руки);
- эластография;
- THE и CHE режимы;
- Flow, Power Flow, eFlow и TDI.

УЗИ-датчики

VC34 - специальный конвексный датчик для 4D с новым мини коннектором. Диапазон частот: 7 - 2 МГц.

C251 - универсальный низкочастотный конвексный датчик для исследований взрослых. Диапазон частот: 1 - 5 МГц. Угол сканирования: 70°.

C35 - универсальный высокочастотный конвексный датчик для абдоминальных исследований. Диапазон частот: 2 - 8 МГц. Угол сканирования: 70°.

C25P - биопсийный датчик со специальной прорезью для иглы в сканирующей поверхности. Диапазон частот: 1 - 5 МГц. Угол сканирования: 70°.

C42T - высокочастотный датчик с пальцевым хватом для применения в общей хирургии, наилучшим образом подходящий для интервенционного исследования печени, поджелудочной железы и других органов. Диапазон частот: 3 - 10 МГц. Угол сканирования: более 60°.

VC41V - объемный микроконвексный датчик, предназначенный для трёхмерного трансвагинального сканирования. Диапазон частот: 2 - 8 МГц. Угол сканирования: 140°.

VL54 - универсальный линейный датчик нового поколения для объёмной реконструкции. Диапазон частот: 5 - 13 МГц. Ширина апертуры: более 30 мм.

C41 - высокочастотный микроконвексный датчик с компактной апертурой и сверхшироким углом сканирования. Диапазон частот: 4 - 13 МГц. Угол сканирования: 100°.

C42 - универсальный микроконвексный датчик. Диапазон частот: 4 - 8 МГц. Угол сканирования: 80°.

C22P - специализированный низкочастотный микроконвексный датчик, главным образом предназначенный для контроля малоинвазивных вмешательств, таких как биопсия или абляция. Диапазон частот: 1 - 6 МГц. Угол сканирования: более 70°.

C41V1 - эргономичный трансвагинальный датчик с широким диапазоном частот и сверхшироким углом сканирования. Диапазон частот: 2 - 10 МГц. Угол сканирования: 200°.

C41B - трансвагинальный датчик с широким диапазоном частот и сверхшироким углом сканирования. Оснащён наклонной рукояткой. Диапазон частот: 2 - 10 МГц. Угол сканирования: 200°.

R41R - микроконвексный 6R радиальный 360° ректальный ° широкополосный мультимчастотный (WPI/dTHI) (длина 19см - для прямого ввода). Для трансректальных проктологических исследований.

R41RL - микроконвексный 6R радиальный 360° ректальный ° широкополосный мультимчастотный (WPI/dTHI) (длина 33 см - для прямого ввода). Для трансректальных проктологических исследований. Удлиненный вариант.

Описание

ARIETTA V60 - многоцелевая система, удовлетворяющая различным потребностям в ультразвуковых исследованиях.

Характеристики:

- монитор 21 дюйм, разрешение UXGA (1600×1200 точек при соотношении сторон 4:3, 16.7 млн. цветовых оттенков);
- сенсорная панель управления 10.4 дюйма;
- кол-во портов для датчиков: 3+1 CW;
- диапазон частот датчиков: 0.5-15 МГц, а также 2 МГц и 5 МГц для CW Доплера;
- кол-во USB портов: USB 2.0x6 каналов;
- кол-во опций программного обеспечения - 26 шт.