

УЗИ аппарат Chison i9

ФСЗ 2012/12964

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 4 шт., монитор 19", частота 2.5-
18 МГц, жесткий диск 320 Гб

CHISON Medical Imaging Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	19"
Частота	2.5-18 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный
Жесткий диск	320 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- CPA или режим энергетического доплера; - триплекс, В/М, В, 4В, М, PW или режим импульсно-волнового доплера; - CFM или режим цветного доплера; - THI, или тканевая гармоника для любого датчика; - режим панорамный; - режим 4D, 2В, MCI или технология составного многократного изображения; - дуплекс; - CW или режим постоянно-волнового доплера; - режим трапецеидальный; - HPRF.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- трансвагинальный датчик D6C12L: 5.0 - 10.0 МГц.
- микроконвексный датчик D6C15L : 4.0 - 10.7 МГц
- объемный 4D датчик V4C40L: 2.5 - 5.3 МГц.
- линейный датчик D12L40L: 7.0 - 18.0 МГц
- трансвагинальный датчик D7C10L: 5.0 - 10.7 МГц
- секторный фазированный датчик D3P64L: 2.5 - 4.0 МГц.
- линейный датчик D7L40L: 5.0 - 12.0 МГц
- линейный датчик D7L60L: 60 мм. 4.0 - 12.8 МГц.
- конвексные датчик D3C60L: 2.5 - 5.3 МГц.
- секторный фазированный датчик D6P64L: 4.0 - 10.0 МГц.
- микроконвексный датчик D5C20L: 3.5 - 8.0 МГц

Описание

Ультразвуковой аппарат i9 – универсальная диагностическая система экспертного класса.

Особенности УЗИ-сканера:

- возможность проведения обследований широкого профиля;
- тканевая гармоническая визуализация;
- жидкокристаллический монитор цветного типа;
- интуитивно простая система навигации;
- моментальный подогрев геля;
- встроенный быстрый обзор;
- опциональная возможность использования супер-иглы для визуализации иглы внутри тканей.