

УЗИ аппарат Chison QBit 9

РЗН 2017/6119

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 3 шт., монитор 19", частота 2.5-
18 МГц, ОС DICOM

CHISON Medical Imaging Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	19"
Частота	2.5-18 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный
Операционная система	DICOM

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- B, 2B, 4B, B/M; - B/BC, CFM; - PW, CW; - PD, Directional PD; - Trapezoidal; - Chroma B/M/PW; - 2D Steer (опция); - 4B (опция); - Steer M, Color M, TDI (опция); - ECG (опция).
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- D7C10L - 5-10.7 MHz. Внутривагинальный.□
- D7L40L-REC - 7-18 MHz. Ректальный.□
- D3P64L - 2.5-4 MHz. Секторный.
- D6P64L - 4-10 MHz. Секторный.□
- D7L40L - 5-12 MHz. Линейный.□
- D12L40L - 7-18 MHz. Линейный.
- D7L60L - 4-12,8 MHz. Линейный.□
- D6C12L - 5-10 MHz. Трансвагинальный.□
- D3C60L - 2.5-5.3 MHz. Конвексный.□
- D6C15L - 4-10.7 MHz. Микроконвексный.□
- D5C20L - 3.5-8 MHz. Микроконвексный.□
- V4C40L - 2.5-5.3 MHz. Для 4D сканирования.
- D3C20L - 2.5-6.4 MHz. Микроконвексный.
- T5P64L - Трансэзофагеальный.□

Описание

Chison QBit 9 – это диагностическая система экспертного класса обеспечивает высокое качество ультразвуковой диагностики, при этом остается достаточно мобильным и простым в использовании.

Характеристики:

- цветной LCD монитор 19 дюймов;
- повышенная эргономичность установки;
- USB порты на клавиатуре, упрощающие доступ;
- принтер развернут лицевой стороной;
- совместимость с PC принтером;
- совместимость с видео принтером;
- 4 роликовых колеса;
- DICOM 3.0 (опция);
- подсветка клавиатуры;
- заменяемые фильтры;
- технология FHI;
- технологии q-beam, q-flow, x-contrast;
- автоматическая обработка изображения.

Особенности:

- реалистичное четырехмерное сканирование в режиме реального времени;
- энергетический доплер;
- эластография сдвиговой волны;
- подключаемый ЭКГ-модуль.