

УЗИ аппарат VINNO E20

РЗН 2020/10115

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 22", частота 1-25 МГц, жесткий диск 500 Гб

VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	22"
Частота	1-25 МГц
Жесткий диск	500 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- триплексный режим; - автоматическая оптимизация изображения; - легкое сравнение данных; - полноэкранный режим; - PView (предпросмотр); - усиление визуализации иглы при биопсии; - Smart 3D/4D реконструкция; - автоматическое измерение: Auto IMT, Авто NT, Auto PW/CW след.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	G4-9E, X4-12L, D3-6C, G1-4P, G2-5C, D4-9E, X6-16L, U5-15LE, S1-6P.
-------------	--

Описание

Vinno E20 легкая УЗ-система, которая имеет небольшие размеры – это делает ее идеальной для небольших пространств за счет высокой мобильности и качество визуализации.