

Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.3.01Ф МедТеКо

ФСР 2012/1354

двухчастотный, режим работы импульсный /
непрерывный, датчик контакта с излучателем, таймер,
размеры 260×100×215 мм, масса 3 кг

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Тип	двухчастотный
Режим работы	импульсный / непрерывный
Количество типов излучателей	2 шт.
Частота	0.88 МГц / 2.64 МГц (излучение) 50 Гц (следование импульсов)
Длительность импульсов	2 / 4 / 10 мс
Интенсивность излучений (по ступеням)	0.05 / 0.2 / 0.4 / 0.7 / 1 Вт/см²
Эффективная площадь излучателей	10 / 40 мм²
Датчик контакта с излучателем	Да
Таймер	Да

Габариты

Размеры	260×100×215 мм
Масса	3 кг

Описание

Предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью.