

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical VENTiLogic LS

ФСЗ 2010/07940

стационарный / портативный, для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Дыхательный объем	50-3000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный / функция СИПАП
Размер	240×153×340 мм

Описание

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical VENTiLogic LS предназначен для неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких. Аппарат используют в домашних условиях и в стационаре. Может быть использован для того, чтобы отучить пациента от инвазивной ИВЛ и постепенно перевести на искусственную вентиляцию через маску.

Особенности аппарата ИВЛ Lowenstein Medical VENTiLogic LS:

- режимы вентиляции: CPAP, S, ST, T, TA, SX и SXX (контур для масочной вентиляции), PSV, PCV, aPCV, SIMV, VCV, aVC;
- функция **LIAM** (вспомогательный маневр для инсuffляции легких) – применяется для помощи при откашливании, не требует замены маски;
- режим **TA** – оптимальная адаптация вентиляции к паттерну дыхания пациента, позволяет снимать нагрузку с дыхательных мышц;
- **целевой объем** (компенсация по объему) - существуют различные режимы скорости (три режима), которые можно устанавливать для автоматической регулировки параметров для достижения целевого объема;
- диапазон давлений от 6 до 35 см H₂O (контур для масочной вентиляции), от 4 до 45 см H₂O (контур с клапаном); восемь уровней отдельно на вдох и выдох;
- уровень шума 28 дБ при 10 см H₂O.