

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical VENTiLogic Plus

ФСЗ 2010/07940

стационарный / портативный, для новорожденных /
для детей / для взрослых, тип вентиляции
вспомогательная / принудительная

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Дыхательный объем	50-3000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный / функция СИПАП
Размер	230×145×340 мм

Описание

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical VENTiLogic Plus предназначается для неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких. Аппарат используют в домашних условиях и в стационаре. Нельзя применять для жизнеобеспечивающей терапии.

Особенности Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical VENTiLogic Plus:

- аппарат применяют для людей с респираторной / вентиляторной недостаточностью;
- объем вдоха минимум 50 мл и вес тела минимум 5 кг;
- диапазон давления воздуха 600-1110 гПа;
- графическое и цифровое отображение объема, давления и потока вентиляции;
- прибор обеспечивает защиту от ложного триггерования;
- режим ТА: усовершенствованная настройка вентиляции позволяет снизить работу по дыханию;
- питания от внешнего аккумулятора до 7 часов;
- звуковые и визуальные сигналы тревоги;
- стабильное давление и компенсация утечек обеспечивается благодаря потоку до 300 л/мин.