

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical VENTImotion 2

ФСЗ 2010/08180

стационарный, для взрослых, тип вентиляции
вспомогательная

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / неинвазивный / функция СИПАП
Размер	230×120×280 мм

Описание

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical VENTImotion 2 предназначен для неинвазивной искусственной вентиляции легких у людей с тяжелой дыхательной недостаточностью. Прибор применим только в случае, когда человек не может дышать самостоятельно и с объемом вдоха минимум 160 мл. Нельзя использовать для жизнеобеспечения.

Особенности аппарата ИВЛ Lowenstein Medical VENTImotion 2:

- режимы начала работы: Софтстарт (мягкий старт) и Автостарт;
- графическое и цифровое отображение необходимых параметров вентиляции;
- Айро Трап Контроль, который постоянно контролирует объем для детекции воздушных ловушек и позволяет обеспечить защиту от гиперинфляции. На выдохе давление уменьшается, а объем выдыхаемого воздуха увеличивается;
- защита от ложного триггирования;
- работа от внешнего аккумулятора в течение 7 часов;
- звуковые и визуальные сигналы тревоги;
- стабильное давление и компенсация утечек обеспечивается благодаря потоку до 300 л/мин;
- уровень шума около 28 Дб при 10 гПа.