

Коагулятор Soring ARCO 1000

РЗН 2014/1653

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция монополярная / аргонплазменная,
выходное напряжение 1000 В

Soring GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / лапароскопия / общая хирургия / отоларингология / травматология / урология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	монополярная / аргонплазменная
Выходное напряжение	1000 В
Выходная мощность	максимальная выходная мощность: 120 Вт
Звуковая индикация	Да
Размеры	430×150×560 мм
Масса	21 кг

Дополнительные характеристики

Особенности высокочастотного хирургического аппарата ARCO 1000:

- обеспечение отличной видимости в процессе проведения оперативного вмешательства;
- функция автоматического распознавания подключенного наконечника;
- наличие системы Endo Flow, гарантирующей низкий расход газа;
- наличие надежного процессора;
- функция контроля нейтрального электрода;
- звуковая сигнализация.