

Коагулятор Soring ARCO 2000

РЗН 2014/1653

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция монополярная /
аргоноплазменная, выходное напряжение 1000 В,
частота излучения 0.50 МГц

Soring GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / лапароскопия / общая хирургия / отоларингология / травматология / урология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	монополярная / аргонноплазменная
Выходное напряжение	1000 В
Частота излучения	0.50 МГц
Выходная мощность	- максимальная выходная мощность: 350 Вт.
Размеры	430×150×560 мм
Масса	22 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат высокочастотный хирургический Soring ARCO 2000

Благодаря автоматической функции распознавания подключённого наконечника и автоматической подстройке, всегда используются оптимальные значения мощности и расхода газа.

Система EndoFlow разработана фирмой Söring для безопасной и точной работы аргонной плазмой.

При эндоскопических вмешательствах система работает с очень небольшим расходом газа (от 0.1 до 1 л/мин).

При лапароскопических вмешательствах расход газа составляет от 0.2 до 2.5 л/мин.

Преимущества:

- сокращение времени оперативного вмешательства;
- уменьшение расходов на операцию;
- сокращение сроков заживления;

- образование тонкого и надёжного коагуляционного струпа;
- сокращение интраоперационной кровопотери;
- хорошие условия видимости, незначительное образование дыма.