

Аппарат ИВЛ Shreeyash Dragonfly

РЗН 2013/1

стационарный, для новорожденных / для детей, тип вентиляции принудительная, пневматический привод

Shreeyash Electro Medicals, Индия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению

Описание

Аппарат ИВЛ Shreeyash Dragonfly применяется у новорожденных и детей с весом от 500г до 20 кг.

Характеристики аппарата ИВЛ Dragonfly:

- активный вдох, активный выдох;
- соотношение времени вдоха: выдоха - 1:2 и 1:1;
- Servo-контроль основного потока, 4-60 л/мин., цифровая индикация скорости потока на мониторе;
- Servo-контроль среднего давления в дыхательных путях (MAP), 4-40 см H₂O;
- установка амплитуды сенсорным переключателем, 0 - 100%;
- диапазон частот осцилляций от 5 до 18 Гц;
- большой TFT дисплей для индикации установок, сообщений, тревог и графиков;
- автоматическое регулирование основного потока при установленном MAP;
- встроенный низкотоочный воздушно-кислородный смеситель;
- увлажнитель F&P в комплекте;
- способность работать при очень низком давлении: 1.5 PSI (0,1 ATM) по сравнению с 30 PSI (2 ATM) на других аппаратах;
- механизм газового обмена при HFOV;
- устранение неполадок;
- автономный компрессор (опция).