

Коагулятор Olympus CelonLab ENT

РЗН 2016/3828

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная

Olympus Winter & Ibe GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / малая хирургия / ЛОР
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Звуковая индикация	Да

Дополнительные характеристики

Электрохирургический прибор CelonLab ENT - для выполнения отоларингологических операций. CelonLab ENT – является центральной частью системы Celon ENT.

Работает как в монополярном, так и в биполярном режимах. Используется в амбулаториях и клиниках с дневным стационаром. Электрокоагулятор работает в режиме биполярной радиочастотной индуцированной термотерапии. Предусмотрено акустическое сопротивление, которое в процессе операции обеспечивает абсолютный контроль

Особенности:

- высокая безопасность прибора;
- наличие звуковой сигнализации;
- наличие функции автоматической остановки;
- низкий риск кровотечения;
- бережное отношение к слизистой оболочке;
- простотой и понятный интерфейс;
- наличие системы Celon ENT;
- возможность предоставить безопасное лечение с использованием местной анестезии;
- простота настройки.