

Коагулятор Olympus CelonLab PRECISION

РЗН 2016/3828

радиохирургический, режимы коагуляция, коагуляция
биполярная, частота излучения 0.45 МГц

Olympus Winter & Ibe GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	флебология
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	биполярная
Частота излучения	0.45 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Звуковая индикация	Да
Размеры	436×175×335 мм
Масса	9.7 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический CelonLab PRECISION является радиочастотным электроскальпелем, предназначенным для резания и коагуляции при проведении ЛОР-операций. Безопасность двухполюсных электродов позволяет существенно снизить возможный риск послеоперационных осложнений.

Особенности аппарата CelonLab PRECISION:

- контроль импеданса оперируемой ткани;
- наличие звукового сигнала;
- дозированная подача радиочастотных импульсов;
- мягкий процесс обработки оперируемой ткани;
- простота и удобство настройки и установки.